

# BIOME<sup>XX</sup>

DISTRIBUIDOR EN TECNOLOGÍA DENTAL

Ficha Técnica

# BIOSCAN 3

Innovación en Odontología Digital

BeautyZir

BIOSCAN 3



BeautyZir

# BIOSCAN 3

Intraoral Scanner

Diseño clave para el futuro

Rapidez

Flujo digital

Comodidad del  
paciente

Precisión



# BeautyZir

## Botón de inicio

Control con un solo botón.

## Punta reversible

Punta adaptable y cómoda en cualquier posición.

**Bioscan 3**

## Cable USB-C

Conexión rápida y eficiente.

## Autocalibración

Precisión constante sin calibraciones manuales.

## Mayor área de escaneo

Campo de visión amplio para capturas rápidas.



## BeautyZir

Nuestra resistencia calefactora está especialmente diseñada para ofrecer un desempeño uniforme sin necesidad de ventilador



## BIOSCAN 3

### METODO DE CONEXIÓN CON PC

Conexión inmediata


USB-C, Plug And Play

Conexión mas estable



# VELOCIDAD DE ESCANEO

Velocidad de  
15 FPS



≤10 μm

Escaneo de un  
solo arco en 30 segundos.




BeautyZir

# CALIBRATION FREE

No requiere calibración manual

Algoritmos avanzados que mantienen la precisión

Flujo de trabajo más ágil y eficiente




Menor costo de mantenimiento

Evita tiempos de inactividad

## BeautyZir

Identifica y filtra automáticamente los datos innecesarios de los tejidos blandos durante la exploración, lo que se traduce en un proceso de exploración más rápido y limpio.



**CON IA**



**SIN IA**



BeautyZir

# FLUJO PERSONALIZADO DE ESCANEEO

## Mayor exactitud

en rehabilitaciones  
implantológicas

## Captura scan body

de implantes con alta precisión

## Flujo de trabajo

fácil, rápido y confiable

## Transferencia directa

al software de diseño CAD

## Optimiza la elaboración

de prótesis personalizadas

BeautyZir

# ESCANEO DE IMPRESIONES


El Bioscan 3 combina el escaneo intraoral con impresiones de silicona y yesos dentales, para obtener datos más completos y precisos en casos complejos. Esta función permite capturar zonas de difícil acceso con rapidez y confiabilidad, optimizando el diseño y la fabricación de prótesis.





## COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE CAD/CAM

Además, su compatibilidad con el flujo digital abierto asegura una integración directa con software CAD/CAM y equipos de laboratorio, facilitando un proceso ágil y eficiente de principio a fin. Gracias a que genera un archivo único en formatos abiertos (STL, PLY, OBJ) listo para diseño CAD.





BeautyZir

# CONTENIDO

Del empaque Bioscan 3

Cable USB-C,  
conexión plug & play

Base soporte,  
estable y segura

3 puntas autoclavables  
estándar + 1 mini

Adaptador  
USB 3.0





BeautyZir

# CONTACTO

Octavio Olvera Benitez



Octavio@biomexdental.com



5667765900



Whatsapp



www.biomexdental.com



facebook.com/dentechnologi



@biomexdental